



GOODWIND BEAUTY-TECH

NUTRITION CONDUCT-IN

Enhance the effects of your skincare products to the Best



ZAPRACOVÁNÍ VÝŽIVNÝCH LÁTEK

Zvyšte co nejvíce účinky Vašich produktů péče o pleť



BEAUTY ASSISTANT

MULTIFUNKČNÍ KOSMETICKÉ PŘÍSTROJE

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE

vhodná pro všechny druhy pleti.

Péče vede k regeneraci buněk a lymfatické detoxikaci

IONTOVÁ TERAPIE

je vhodná pro vyčištění pleti a usnadnění vstřebání výživných látek.

FOTONOVÁ TERAPIE

Červené světlo: vyhladí pleť, odstraní vrásky a celulitidu

Modré světlo: vyčistí póry mastné pleti

Žluté světlo: odstraní akné a skvrny

Zelené světlo: celkově zklidní plet

EMS - ELEKTROTHERAPIE

stimuluje svaly a nutí je vyčerpat 50 krát více tuků a uhlohydrátů než při běžném pohybu

**Výrobní licence pro kosmetické přístroje
Laboratorně podporovaný výzkum a vývoj**

KAVITACE CM-21 PŘENOSNÝ MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ PRO PÉČI O PLEŤ



Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživných látek hluboko do pokožky.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: zapracování výživných látek

Fotonová terapie červeným světlem: redukce vrásek, prevence stárnutí pleti

Fotonová terapie modrým světlem: protizánětlivá, prevence tvorby akné

VHODNÁ OBLAST APLIKACE

Obličej, oblasti s jemnou pokožkou okolo očí, T-zóna a koutky úst

CÍL PŮSOBENÍ

Vrásky a jemné obličejové linky

Akné a skvrny

Nerovnoměrné zbarvení pleti

Napájení: dobíjecí	Velikost: 210*40*40 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 160 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(25*13 mm)


PÉČE O OBLIČEJ



Před aplikací



Po aplikaci



Ultrazvuková & iontová terapie zapracovává výživné látky do pleti, zatímco fotonová terapie zvyšuje účinek výživných látek.





ULTRAZVUK
3 MHz



+ IONT/ - IONT



ŽLUTÉ FOTONY
vlnová délka
580±3nm

LCD displej
kombinací funkcí

KAVITACE CM-2A ROZJASŇUJÍCÍ KOREKTOR

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživných látek hluboko do pokožky.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: usnadňují vstřebávání výživných látek
Fotonová terapie žlutým světlem: vyhlazení pleti, odstranění skvrn.

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Obličej, krk, čelo, T zóna

CÍL PŮSOBENÍ:

Bledá pleť, akné, kožní skvrny a černé pleťové tečky

Napájení: dobíjecí	Velikost: 170*46*50 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 158 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(Ø28)



KAVITACE CM-5 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ PRO FOTONOVOU, IONTOVOU TERAPII A ULTRAZVUK PRO OŽIVENÍ PLETI

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zpracování výživy hluboko do pokožky.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: zpracování výživných látek

Fotonová terapie červeným světlem: redukce vrásek, prevence příznaků stárnutí

Fotonová terapie modrým světlem: protizánětlivá, prevence tvorby akné

Fotonová terapie zeleným světlem: zklidnění podrážděné pokožky

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Obličej a jeho části s jemnou pokožkou jako oční okolí, T- zóna a koutky úst

CÍL PŮSOBNÍ

Vrásky a jemné obličejové linky, akné a stařecké skvrny

Napájení: dobíjecí	Velikost: 170*46*50 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 146 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(Ø25)



KAVITECE CM-10 PRO OŠETŘENÍ OČÍ A OŽIVENÍ OČNÍHO OKOLÍ

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zpracování výživy hluboko do pokožky.

IONTOVÁ TERAPIE: záporné ionty: zpracování výživných látek; hydratace pleti

Kuličková masáž: 3D pohyblivá kulička rovnoměrně rozetře váš oční krém okolo vašich očí

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Jemná pokožka okolo očí, T zóna a koutky úst

CÍL PŮSOBNÍ:

Oční vřáčky a tmavé kruhy pod očima, opuchlé a oteklé oči



Napájení: dobíjecí	Velikost: 186*36*36 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 123 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: M(25*25mm)

PÉČE O OČNÍ OKOLÍ



Před aplikací



Po aplikaci



oční koutek
nosní křídlo
koutek úst

Ultrazvuková & iontová terapie může maximálně zvýšit účinky prostředků péče o oční okolí, speciálně navržená mini hlavice se nejlépe hodí na ošetření jemných oblastí obličeje.



ULTRAZVUK
3 MHz



+IONTY / -IONTY

MASAŽNÍ PLOCHA
průměr 23 mm

MALÁ VELIKOST
dobře uchopitelná

KAVITACE LM-2 IONTOVÁ TERAPIE A ULTRAZVUK ODSTRANĚNÍ OČNÍCH VÁČKŮ

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživy hluboko do pokožky.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: zapracování výživných látek

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Jemná pokožka kolem očí, T zóna a ústní koutky

CÍL PŮSOBENÍ:

Oční vřáčky a tmavé kruhy pod očima, otoky, opuchlost, linky a vrásky na obličeji



Napájení: baterie (4LR44)	6V / 300 mA
Velikost: 95*45*55 mm	Hmotnost: 49 g
Ultrazvuková frekvence: 3 MHz	Velikost ocelové hlavice: Ø23 mm

KAVITACE PH-1 FOTONOVÁ SPRCHA PÉČE O PLEŤ A POKOŽKU

Technická charakteristika:

Fotonová terapie červeným světlem: redukce vrásek,
prevence stárnutí pleti
Fotonová terapie modrým světlem: protizánětlivá,
prevence tvorby akné
Fotonová terapie žlutým světlem: vyhlazení pokožky,
odstranění skvrn

Dotykové zapínání: na ochranu Vašich očí nebude
světlo spuštěno, dokud se hlavice nedotkne Vaší
pokožky.

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Všude, kde máte problémy s pletí a pokožkou

CÍL PŮSOBENÍ

Akné a záněty pokožky

Skvrny a černé tečky

Veškeré známky stárnutí, povadlá a vrásčitá pleť



Napájení: dobíjecí	Velikost: 180*75*55 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 160 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: L(42cm ²)



ULTRAZVUK
3MHz

+IONTY / -IONTY

DVĚ HLAVICE

ČERVENÉ FOTONY
vlnová délka
622±5nm

MODRÉ FOTONY
vlnová délka
467±5nm

KAVITACE CM-7 KOSMETICKÝ PŘÍSTROJ PRO PREVENCI A ODSTRANĚNÍ AKNÉ

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživy hluboko do pokožky.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: zapracování výživných látek

Fotonová terapie červeným světlem: redukce vrásek, prevence stárnutí pleti

Fotonová terapie modrým světlem: protizánětlivá, prevence tvorby akné

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Oblíčeť a jeho části s akné, T-zóna a čelo

CÍL PŮSOBENÍ

Akné, mastná pleť a ucpané póry

Napájení: dobíjecí	Velikost: 170*40*90 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 171 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(Ø25)



KAVITACE CM-11 NANO SPRAJ S ULTRAZVUKEM PRO OŠETŘENÍ DEHYDRATOVANÉ PLETI

Technická charakteristika:

Nano spray: tekutina je peletizována do 3-5 μm částic a tím se mnohonásobně zvyšuje možnost absorpce účinných látek než u běžného spreje.

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživy hluboko do pokožky.



ULTRAZVUK
3MHz

NANO SPRAY
3-5 μm

INDIKÁTOR
modré podsvícení

ČASOVAC
3 min - spray
5 min - ultrazvuk

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Jemná pokožka na krku, obličeji, případně paže a ruce

CÍL PŮSOBENÍ:

dehydratovaná a povadlá pleť, citlivá pokožka

Napájení: 4 AAA baterie	Velikost: 170*38*43 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 113 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(\varnothing 25)



KAVITACE CM-20 INTENZIVNÍ REGENERACE TĚLA

Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: Ultrazvuk o síle 1 MHz může provádět masáž tukových buněk se všemi svými mechanickými, chemickými a tepelnými funkcemi za účelem jejich smrštění, čímž se efektivně zredukuje neústupný tuk.

Fotonová terapie červeným světlem: linky, celulitida a strie

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Boky, břicho, zadek, nohy a stehna

CÍL PŮSOBENÍ:

Neústupný tuk a otoky, celulitida a strie



ULTRAZVUK
1 MHz


MASAŽNÍ PLOCHA
veliká pro tělo



ČERVENÉ FOTONY
vlnová délka
622±5nm

Napájení: dobíjecí	Velikost: 99*94*99 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 295 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: L (Ø57)

KAVITACE CM-8 (6 funkcí v 1 přístroji) KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚLO



Technická charakteristika:

Ultrazvukové lázně: Ultrazvuk o síle 1 MHz může provádět masáž tukových buněk se všemi svými mechanickými, chemickými a tepelnými funkcemi za účelem jejich smrštění, čímž se efektivně zredukuje neústupný tuk.

Iontová terapie: kladné ionty: čištění pleti; záporné ionty: zapracování výživných látek

Fotonová terapie červeným světlem: linky, celulitida a vyhlazení strií.

Fotonová terapie modrým světlem: protizánětlivá, antibakteriální

EMS: stimuluje svaly a nutí je vyčerpat 50krát více tuků a uhlohydrátů než při běžném pohybu; simuluje druhy masáže a akupresuru.

VHODNÁ OBLAST:

Prsa, paže, břicho, zadek, stehna

CÍL PŮSOBENÍ:

Tukové polštáře, pomerančová kůže, strie a celulitida

Napájení: bez dobíjení	Velikost: 190*60*80 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 220 g
Výkon: 15V DC, 800 mA	Velikost ocelové hlavice: L (Ø57)



KAVITACE N-17 MECHANICKÝ KARTÁČ S VIBRACEMI HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Technická charakteristika:

Kosmetický přístroj pro mechanické čištění pleti podpořen vibracemi. Obsahuje elektrickou ochranu IPX7, která umožňuje používat přístroj i při sprchování.

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:


Oblíčeť, čelo, paže

CÍL PŮSOBENÍ:

Znečištěná pokožka, zanesené póry

Napájení: dobíjecí	Velikost: 185*80*70 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 150 g
Výkon: 12V DC, 500 mAh	2 výměnné hlavice (jemná a hrubá)

2 minutová
 chůze



1E-K7F

SHENZHEN GOODWIND
 TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD
 4-5/F, A1 Bldg, Yinlong Industrial Park,
 No.292 Shenshan Road, Longgang
 District, Shenzhen, Guangdong, China

E-mail: admin@goodwind.com.cn
 Tel: 86-755-28197384 83185084
 Fax: 86-755-29577614

