


Clinic  
Gyn/surg  
Derm  
75 MB



CE 1014

## Vysokofrekvenční přístroje SMT BM pro chirurgii měkkých tkání

### Výhody VF elektrochirurgických přístrojů SMT BM

- čitelný a přesný digitální displej zobrazující nastavený výkon
- vysoce kvalitní materiály a opracování zajišťující dlouhodobou a bezproblémovou životnost
- 2 letá záruka + 3 letý bezplatný servis zajišťovaný přímo domácím výrobcem (podmínkou jsou pravidelné BTK revize)
- jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání s důrazem na vysokou bezpečnost používání
- řízení ovládací jednotky přesným krystalem na běžné frekvenci
- přístroj třídy IIb v bezpečné plastové skříni (nevodivé)
- nožní ovládání bezpečnou pneumatickou spouští
- resterilizovatelné příložené části
- resterilizovatelné aktivní elektrody-operační nástroje
- doba provozu není přístrojem limitována
- úplná mezinárodní certifikace dle norem EU
- součástí dodávky je kompletní mono příslušenství a u vybraných modelů též bipo

### Certifikace VF elektrochirurgických přístrojů SMT

- přístroje jsou vybaveny Prohlášením o shodě
- přístroje nesou známku shody CE 1014, podloženou certifikátem
- vyrábí se v souladu s mezinárodními normami EN 60601-1, EN 60601-2-2 a směrnici 03/42/EEC
- výrobce přístrojů - firma SMT Praha - je držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 13485:2012

Monopolární nástroj



Bipolární pinzeta a kabel

## SMT SMT BM CLINIC

<b>Výkon max</b>	<b>170 W</b>
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	290x250x80mm
Hmotnost	3,5 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
<b>Režim</b>	<b>monopolár/bipolár</b>
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace, mikro/epilace

### Součástí dodávky je kompletní mono a bipo příslušenství:

ovl. jednotka, aplikátor, držák aplikátoru, 5x operační nástroj mono, silikonová neutrální elektroda, nožní spoušť, bipolární kabel a bipo nástroj dle výběru, přívodní kabel.



## SMT SMT BM GYN/SURG

<b>Výkon max</b>	<b>125 W</b>
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	290x250x80mm
Hmotnost	3,5 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
<b>Režim</b>	<b>monopolár/bipolár</b>
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace, mikro/epilace

### Součástí dodávky je kompletní mono a bipo příslušenství:


ovl. jednotka, aplikátor, držák aplikátoru, 3x operační nástroj mono, kovová neutrální elektroda, nožní spoušť, bipolární kabel a bipo nástroj dle výběru, přívodní kabel.

## SMT SMT BM DERM

<b>Výkon max</b>	<b>100 W</b>
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	290x250x80mm
Hmotnost	3,5 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
<b>Režim</b>	<b>monopolár/bipolár</b>
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace, mikro/epilace

### Součástí dodávky je kompletní mono a bipo příslušenství:

ovl. jednotka, aplikátor, držák aplikátoru, 3x operační nástroj mono, kovová neutrální elektroda, nožní spoušť, bipolární kabel a bipo nástroj dle výběru, přívodní kabel.



## SMT SMT MB

<b>Výkon max</b>	<b>75 W</b>
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	290x250x80mm
Hmotnost	3,5 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
<b>Režim</b>	<b>monopolár/bipolár</b>
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace, mikro/epilace

### Součástí dodávky je kompletní mono příslušenství:

ovl. jednotka, aplikátor, držák aplikátoru, 1x operační nástroj mono, kovová neutrální elektroda, nožní spoušť, přívodní kabel.



KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Božkovská 38

326 00 PLZEŇ - Slovany

www.SZO.cz +420 377 424 999