

# Speciální Medicínská Technologie s.r.o.

---

Nabídka elektrochirurgického přístroje SMT ESU 60 BIPO

Krásný - zdravotnická technika, s.r.o.



## Rysy přístrojů SMT ESU 60 BIPO:

- Výkon: 60 W
- Vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání
- 2letá záruka + 3letý bezplatný servis
- Jednoduché analogové řešení ovladače
- Úplná mezinárodní certifikace dle norem EU
- Řízení ovládací jednotky přesným krystalem na běžné frekvenci
- Malý rozměr a nízká hmotnost

## Výstupy:

- Řez
- Směsný řez
- Koagulace

## Režimy:

- Bipolární (bipolární příslušenství v základním vybavení)

## Základní vybavení:

- Nožní ovládání bezpečnou pneumatickou spouští
- Bipolární příslušenství: bipolární kabel + **bipolární pinzeta 2x**
- Ovládací jednotka s držákem aplikátoru
- Přívodní síťový kabel