



Hyperbarická kyslíková komora

Hard lying

2.0ATA



VLASTNOSTI KOMORY:

- 01 Možno obsluhovat samostatně bez asistence
- 02 Poskytuje 95 % kyslík pod tlakem přes obličejovou masku
- 03 Velké průhledné pozorovací okno pro klidné a pohodové prostředí




Komora



Koncentrátor kyslíku



Pojistný ventil
(automatický 2 ks,
ruční 1ks)



Filtr




Kyslíková maska



Chladič vzduchu
(volitelný)



Voštinové rohože



Vysílačky



Náhlavní kyslíková
trubice

Průtok kyslíku 10 l/min

Průtok vzduchu 75 l/min

LCD displej
Koncentrace kyslíku, tlak v komoře,
celková doba provozu, nastavení času

Napětí AC 110 V/220 V, 50/60 Hz

Výkon 1300 W

Provozní tlak 1,5 ATA (7,2 PSI) - 2,0 ATA (14,5 PSI)

Materiál Hliníkové slitiny

Čistota kyslíku méně než 25 %

Hmotnost zařízení 52 kg

Rozměry zařízení 760 * 330 * 650 mm

Hmotnost komory 92 kg

Rozměry komory
Ø 75 * D 216 cm