

## Hyperbarická kyslíková komora


*Soft Sitting*

1.3ATA | 1.5ATA



### VLASTNOSTI KOMORY

- 01 Je možno ji obsluhovat samostatně bez asistence
- 02 Dodává 95 % kyslík pod tlakem přes obličejovou masku
- 03 Velké transparentní okénko pro pobyt v prostředí bez úzkosti
- 04 2 zipy YKK pro bezpečnou obsluhu a snazší přístup

	Komora
	Koncentrátor kyslíku
	Vnitřní/vnější tlakoměr
	Tlumič hluku
	Vzduchová a kyslíková hadička
	Pojistný ventil (automatický 2 ks, ruční 1 ks)
	Filtr
	Kyslíková maska
	Kyslíkový adaptér
	Kovový rám a spojovací tyč (volitelné)

Průtok kyslíku	5 l/min
Průtok vzduchu	60 l/min
LCD displej	Koncentrace kyslíku, tlak v komoře, celková doba provozu, nastavení času
Napětí	110 V/220 VAC, 50/60 Hz
Příkon	600 W
Pracovní tlak	1,3 ATA (4,5 PSI) nebo 1,5 ATA (7,2 PSI)
Materiál	TPU
Průměr kyslíku	méně než 25 %
Hmotnost	28 kg
Rozměry	335*315*365 mm
Hmotnost komory	17 kg
Rozměry komory	160(d)*65(š)*120(v) cm



Chladič vzduchu (volitelný)



Kryt (volitelný)