



Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd.



HBOT

## O NÁS

Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd. se specializuje na vývoj, výrobu a vývoz kyslíkového koncentrátoru a hyperbarické komory a souvisejících zdravotnických výrobků. Naše továrna přísně uplatňuje normu ISO13485 a všechny výrobky jsou v souladu s normou CE. V současné době se naše výrobky prodávají do Ameriky, Evropy, Asie, na Blízký východ a dalších zemí, což činí více než 90 zemí.

Úspěch společnosti Olive je založen na její oddanosti vysoké kvalitě, inovativní technologii a vynikajícímu servisu, protože společnost Olive má interně silný tým, jehož každý člen vedení má více než 10 let zkušeností s výzkumem a vývojem, kvalitou, výrobou a prodejem.

Kromě vlastní značky můžeme také poskytovat služby OEM.

Srdečně vás zveme ke spolupráci, poskytneme vám nejlepší kvalitu a služby.

Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa: 5th Floor, Block D, Building 18, Henan International University Science Park (East District), 450001 Zhengzhou, Henan, CHINA

Tel: +86-371-86097307 Fax:

+86-371-69067368

E-mail: [Info@zzolive.com](mailto:Info@zzolive.com)

Website: [www.zzolive.com](http://www.zzolive.com)



# Co je hyperbarická komora?

Hyperbarická komora je uzavřená tlaková nádoba, ve které může člověk dýchat čistý kyslík, přičemž tlak v komoře je zvýšen na hodnotu vyšší, než je atmosférický tlak na úrovni moře.

Tato léčba je známá jako hyperbarická oxygenoterapie (HBOT).

HBOT se používá k léčbě různých zdravotních stavů, od dekompresní nemoci a plynové embolie až po nehojící se rány a radiační poranění.

Zvýšený tlak a hladina kyslíku v hyperbarické komoře podporují hojení a mohou pomoci snížit zánět a otok.

Hyperbarické komory se používají v různých lékařských zařízeních, včetně nemocnic, klinik a specializovaných léčebných center. Lázně pro krásu, sport a regeneraci.



# Hyperbarická komora s měkkým lůžkem

## OLV-RT01

- ▶ Přenosná komora s přijatelnou cenou, snadno přemístitelná
- ▶ Koncentrátor a vzduchový kompresor v jednom zařízení
- ▶ Model HBOT a model Oxygen
- ▶ Velká průhledná okna pro klidné prostředí
- ▶ Vyšší bezpečnostní výkon: automatická detekce tlaku, automatické uvolnění tlaku po nastavení určitého času
- ▶ Dálkové ovládání, nastavení uvnitř komory



### Technická specifikace

Komora		Stroj	
Tlak	1,3 ATA (4,5 PSI) nebo 1,5 ATA (7,2 PSI)	Průtok	5 l kyslík + 60 l vzduch
Materiál	5 Grade TPU	Napětí	AC 110 V / 220 V 50/60 Hz
Velikost komory	φ 80 * D 200 cm / φ 85 * D 210 cm φ 90 * D 220 cm	Rozměry stroje	35 * 25 * 67 cm
Čistota uvnitř komory	Méně než 25 % uvnitř komory	Výstup kyslíku	93 % ± 3 %
Okno	Nad hlavou 45 cm * 19 cm Na obou stranách 15 cm	Dálkové ovládání	Bezdrátové dálkové ovládání do 3 m
Barva komory	Bílá nebo modrá	Model	Model HBOT a model Oxygen
Standardní příslušenství	2 * automatické pojistné přetlakové ventily s podklady 1 * manuální pojistný ventil s podklady 3 * přívod vzduchu 1 * zástrčka 2 * tlakoměry 1 * houbové tlumiče 2 * 2 m vzduchové sloupce		
Volitelné díly	Kryt (královská modrá, tmavomodrá, černá, béžové, zelená, šedá); vnitřní rám, vnější rám; barevně ladící matrace a polštář.		

# Hyperbarická komora s měkkým sedadlem

## OLV-RZ01



1,3-1,5 ATA provozní tlak



Dvoucestný zip YKK, který může snadno a bezpečně ovládat jedna osoba.



Snadné ovládání – jedna osoba jej může ovládat bez pomoci.



Dodává 93 % kyslíku pod tlakem prostřednictvím kyslíkové náhlavní soupravy nebo kyslíkové masky.



Koncentrátor a vzduchový kompresor v jednom zařízení.



### Technická specifikace

Komora		Stroj	
Tlak	1,3 ATA (4,5 PSI) nebo 1,5 ATA (7,2 PSI)	Průtok	5 l kyslík + 60 l vzduch
Materiál	5 Grade TPU	Napětí	AC 110 V / 220 V 50/60 Hz
Velikost komory	D 160 * Š 65 * V 120 cm	Rozměry stroje	35 * 25 * 67 cm
Čistota uvnitř komory	Méně než 25 % uvnitř komory	Výstup kyslíku	93 % ± 3 %
Okna	Na obou stranách 15 cm	Dálkové ovládání	Bezdrátové dálkové ovládání do 3 m
Barva komory	Bílá nebo modrá	Model	Model HBOT a model Oxygen
Standardní příslušenství	2 * automatické pojistné přetlakové ventily s podklady 1 * manuální pojistný ventil s podklady 3 * přívod vzduchu                      2 * tlakoměry 1 * zástrčka                                1 * houbový tlumič + základní deska		
Volitelné díly	Kryt (královská modrá, tmavomodrá, černá, béžové, zelená, šedá); vnitřní rám, vnější rám.		



# Hyperbarická kyslíková komora 2.0ATA

## OLV-RT201



2,0 ATA provozní tlak



Modernizovaný bandážový design, vyšší bezpečnost



Koncentrátor a vzduchový kompresor v jednom zařízení



Model HBOT a model Oxygen

### Technická specifikace

Komora		Stroj	
Tlak	1,3 ATA (4,5 PSI) / 1,5 ATA (7,2 PSI) / 2,0 ATA	Průtok	5 l kyslík + 60 l vzduch
Materiál	5 Grade TPU	Napětí	AC 110 V / 220 V 50/60 Hz
Velikost komory	Φ 80 * D 200 cm	Rozměry stroje	35 * 25 * 67 cm
Čistota uvnitř komory	Méně než 25 % uvnitř komory	Výstup kyslíku	93 % ± 3 %
Okna	Tři okna o velikosti 15 cm	Dálkové ovládání	Bezdrátové dálkové ovládání do 3 m
Barva komory	Bílá	Model	Model HBOT a model Oxygen
Standardní příslušenství	2 * automatické pojistné přetlakové ventily s podklady 1 * manuální pojistný ventil s podklady 3 * přívod vzduchu  1 * zástrčka 2 * tlakoměry 1 * houbový tlumič		
Volitelné díly	Kryt (královská modrá, tmavomodrá, černá, béžové, zelená, šedá); vnitřní rám, vnější rám; barevně ladící matrace a polštář		

Jsme výrobcem hyperbarických komor, máme mnoho možností výběru, podívejte se a sdělte nám svůj nápad.

