




SKALPELY A JEHLY



SMYČKY




VŠECHNY MONOPOLÁRNÍ NÁSTROJE MAJÍ PRŮMĚR VSTUPU 2.4 mm.

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNÉ DODAT TAKÉ DALŠÍ NÁSTROJE.

VÍCE INFORMACÍ A KONTAKT NA NAŠE SPECIALISTY NALEZNETE NA

www.SZO.cz

KOAGULAČNÍ KULIČKY



BIPOLÁRNÍ NÁSTROJE

STANDARDNÍ BIPOLÁRNÍ PINZETY


ROVNÁ 150, 180, 200 a 220 mm




ZAHNUTÁ 150, 180, 200 a 220 mm



BAJONET 165, 180 a 200 mm



HROTY



VŠECHNY STANDARDNÍ PINZETY JSOU DOSTUPNÉ S ŠÍŘKOU HROTŮ 0.5, 1 A 2 mm

BIPOLÁRNÍ MIKROKOAGULAČNÍ PINZETY

ROVNÁ MIKRO 102 mm



ROVNÁ MIKRO 121 mm



ROVNÁ MIKRO 115 mm



ZAHNUTÁ MIKRO 102 A 115 mm



HROTY



VŠECHNY TYTO NÁSTROJE JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ. K DISPOZICI MÁME TAKÉ KABELY S RŮZNÝMI TYPY KONEKTORŮ.

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Adresa: Božkovská 646/38, 326 00 PLZEŇ - Slovany

E-mail: krasny@szo.cz

Telefon: +420 377 424 999

Url: www.SZO.cz