

## TEK 1



**TEK 1** je souprava tvořená čtyřmi stejnými nástroji ve tvaru tužky a automatickým nabíječem, který je zároveň stojanem pro uvedené nástroje.

V soupravě je i sada rovných a zahnutých operačních hrotů a 8 tužkových akumulátorů osazených v nástrojích.

TEK 1 je určen zvláště pro práci v ambulantní ordinaci.

CE 1014

**TEK 11** je přenosná souprava složená z nástroje ve tvaru tužky, rovných a zahnutých operačních hrotů, 2+2 akumulátorů a pevného plastového pouzdra.

TEK 11 je určen pro práci v terénu i v ordinaci.

## TEK 11



### Použití:

Termokautery TEK 1 a TEK 11 jsou termochirurgické nástroje určené k odstraňování nebo řízené destrukci malých patologických útvarů nebo ke koagulaci cév pomocí žhaveného operačního hrotu. Lze je používat primárně jako chirurgický nástroj, ale díky nízké ceně a nízkým provozním nákladům též jako doplněk vysokofrekvenčního elektrokauteru.

CE 1014

### Technická data

	TEK 1	TEK 11
Napětí na svorkách		2,4 V
Provozní teplota hrotu		700 C
Doba aplikace na jedno nabití		200 s
Příkon nabíječe	7 VA	nemá nabíječ
Hmotnost nabíječe	700 g	nemá nabíječ
Hmotnost nástroje		110 g
Hmotnost kompletní soupravy	1140 g	235 g

koncovka TEK

