



Video laryngoskop

Úvod k výrobku

AUG video laryngoskop využívá nejmodernější techniku a výhody plnoformátové kamery s rozlišením 2,0m pixelů, monitoru s vysokým rozlišením a jedinečné funkce bránící zamlžování (bez nutnosti čekat na přehřátí) spolu s přenosnou ergonomickou konstrukcí umožňující klinickým lékařům zvýšit jejich šance na provedení úspěšného vyšetření na první pokus při současném snížení rizika poranění, k němuž může během intubace dojít, se získáním lepšího pohledu na konstrukci hlasivkové štěrbiny.



Ref: VLD-150



Vlastnosti:

- Plnoformátová kamera s rozlišením 2,0m pixelů a s monitorem o vysokém rozlišení.
- Masivní ergonomická konstrukce.
- Snadná obsluha.
- Zdravotnický nerezový materiál třídy 316 se lžícemi, které je možno sterilizovat v antimikrobiální lázni.
- Příznivé ceny

Konfigurace systému

3,5" přenosný barevný displej
Různé specifikace lžíc
JEDNORÁZOVÁ LŽÍCE VIDEO
LARYNGOSKOPU
(MACINTOSH 2, 3, 4)
OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ LŽÍCE
VIDEO LARYNGOSKOPU
(MACINTOSH 2, 3, 4)
Velikosti 1 a 5 jsou volitelné.
Dobíjecí lithium-iontová baterie
Návod k obsluze
Návod k rychlé instalaci
Záruční list



AUG MEDICAL video laryngoskop

Použití:

Náročná intubace dýchacích cest (CL stupně I – IV), traumatická intubace dýchacích cest, intubace pro cervikální aktivity
Pacienti s omezením
Náhrada za rutinní laryngoskop
Použití v odděleních anestézie, emergency, JIP, kardiologie apod.
Záchranářské týmy, střediska první pomoci, ambulance

Klinické výhody:

Optimální výhled na laryngální stavbu odstraňuje možnost poranění hrtanu, ke kterému může při intubaci docházet.
Jedinečná funkce bránící zamlžování bez nutnosti předeřívání šetří čas při operacích s intubací v naléhavých případech.
Kompletní specifikace lžic (volitelné pediatrické velikosti/velikosti pro dospělé/velikosti pro obtížné intubace dýchacích cest).
Ultra vysoká kapacita baterie pro nepřetržitý provoz po dobu až 200 minut.



Ref: VLR-100





AUG MEDICAL LLC

777 Brickell Av., Suite 500
Miami, Florida 33131 USA

Tel.: 786-393-3639

Fax: 3054686293

e-mail: info@augmedical.com

KRÁSNY - zdravotnická technika sro

Božkovská 38
326 00 PLZEŇ - Slovany
Česká Republika

Tel.: 377 424 999

e-mail: krasny@szo.cz

www.SZO.cz

