

OLIVE BLUE

KONCENTRÁTOR KYSLÍKU

OLIVE BLUE OXYGEN CONCENTRATOR



VLASTNOSTI:

1. Používá se k připojení do sítě 230V / 50 Hz
2. Malé rozměry, přenosný přístroj, snadné přemísťování
3. Velká LED obrazovka
4. Kvalita kyslíku 40-90 % podle zvoleného průtoku 1 - 5 litrů / min.
5. Molekulární síta, dovážené z USA
6. Dlouhodobý, spolehlivý a bezpečný provoz

SPECIFIKACE OLIVE BLUE:

ČISTOTA KYSLÍKU	NASTAVITELNÁ 40 % - 90 %
ČISTOTA KYSLÍKU VE VZTAHU K PRŮTOKU	5 l/m 40 % ± 3 %, 3 l/m 60 % ± 3 %, 1 l/m 90 % ± 3 %
NASTAVENÍ PRŮTOKU	0-5 l/m
HLADINA HLUKU	≤ 43 dB PŘI JAKÉMKOLI NASTAVENÍ
ROZMĚRY	260 mm X 195 mm X 387 mm
HMOTNOST	5,4 kg
PROVOZNÍ TEPLOTA	5 AŽ 40 °C
SKLADOVACÍ TEPLOTA	-20 AŽ 60 °C – POUZE JEDNOTKA
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	AŽ 3657 m
FILTRACE	VNITŘNÍ BAKTERIÁLNÍ FILTR
NAPÁJENÍ	Ze sítě 230V / 50 Hz
SPOTŘEBA PROUDU	Pouze 90 W
TYPY ALARMŮ	ŽÁDNÉ NAPÁJENÍ, ŽÁDNÝ PRŮTOK, TECHNICKÁ CHYBA SYSTÉMU

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ, Telefon: 377 424 999, www.SZO.cz