

## OLV-DS8



### Účinná léčba

AST (technologie automatické synchronizace) očekává tvar respirační vlny a zajišťuje odpovídající EPAP a IPAP poskytující pacientovi komfort a mechanickou synchronizaci.

### Řízení dat

SD karta nebo mobilní telefon (na přání zákazníka).



Tlačítka nahoru a dolů značně usnadňují obsluhu



Dva šálky vody na noc funkce proti zpětnému průtoku, technologie ochrany proti vyschnutí



Zobrazení údajů o léčbě v reálném čase



Snadné přenášení

## Příslušenství výrobku



## Specifikace

Popis	OLV-DS8	
Pracovní režim	CPAP, Auto, S, T, ST, APCV Režim APCV zajišťuje dodávku objemu respiračního vzduchu pomocí tlakové podpory	
Barva	Šedá	
Hluk	<28 dB	
Obrazovka	2,8" TFT, 320 x 240	
Rozsah tlaku	4-25 cmH2O	4-30 cmH2O
IPAP	4-25 cmH2O	4-30 cmH2O
EPAP	4-20 cmH2O	4-20 cmH2O
Úložiště dat	SD karta	
Napájení	Vstup 100-240 V, 50-60 Hz, 1-2 A; výstup + 24 V, 2,5 A	
DC napětí	24 VDC, 2,5 A	
Tepelná ochrana	Automatické vypnutí, alarm 4 krát	
Funkce zámku	Ano	
Přechod obrazovky do spánku	Automatický spánek po 15 minutách, pro rozsvícení obrazovky stiskněte jakékoli tlačítko	
Záložní rychlost	5-50/min, nastavitelná	
I/E	10-80 %	
Tlaková rampa	0-60 min nastavitelná 1 min/krok	
Automatické vypnutí	Ano	
Spouštěč nádechu	Úrovně 1-5	
Úroveň výdechu	Úrovně 1-5	
Citlivost nádechu	Úrovně 1-5	
EPR	Ano, úrovně 0-3	
Autom. nadm. výška	Ano	
Kompenzace netěsnosti	Ano	
Detekce probuzení	Ano	
Detekce dýchání	Ano	
Objem vody	220 ml max	
Hladina zvlhčovače	Integrovaný ohříváč, hladiny 0-5	
Alarm	Přerušení napájení, sejmutí masky	
Rozměry (cm)	28 d x 14 š x 9,5 v (přístroj); 38,5 d x 36,5 š x 16 v (obal)	
Hmotnost (se zvlhčovačem))	1,6 kg (čistá hmotnost); 3,9 kg (hrubá hmotnost)	
Příslušenství	Integrovaný ohřívávaný zvlhčovač, vodní nádržka, přívodní kabel, cestovní pouzdro, uživatelská příručka, vzduchový filtr, SD karta, celoobličejová maska, vzduchová trubice, software	