

i7

infuzní pumpa



- Kompaktní design a nízká hmotnost
- 3,5“ TFT barevný dotykový displej, snadno čitelný na slunci
- Volba jasu displeje – 9 úrovní
- Možnost použití setů od různých výrobců
- Infuzní módy: Rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti, sekvenční režim
- Alarmy – vizuální i akustické
- Rychlost dávkování 0,1 – 2000 ml/hod
- Nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml
- Okluzní tlak – nastavitelný v 11 úrovních v rozmezí 75 – 1012 mmHg
- Historie událostí
- Režim KVO
- Bolus – ruční i automatický
- Přesnost dávkování +/- 5%
- Indikace vzduchových bublin
- Provoz na elektrickou síť i baterii
- Ovládání v CZ jazyce
- Možnost přenosu dat
- Rozměry 240*175*80 mm
- Hmotnost 1,8 kg

