



Madlo pro snadné přenášení a bezpečnostní uzávěr

Nastavitelný nebulizátor

Lahev minerální vody

Výsuvný stojánek na lahev

Nádoba na vodu



VAPINAL je tepelný inhalátor minerální vody vybavený nerezovým ocelovým ohřivačem (230V/50Hz). Přístroj chrlí horkou páru pomocí nasávacího systému VENTURI, který mísí horkou páru s léčivou minerální vodou.

AUTORIZOVANÝ DOVOZCE

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
 Přemyslova 25
 301 00 PLZEŇ
 Telefon: 377 424 999 | www.szoz.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	—————	230V/50Hz
Objem	—————	800 ml
Doba ohřevu	—————	5 až 8 minut
Příkon	—————	600W
Čas inhalace	—————	12 až 15 minut na 1000 ml minerální vody
Pojistka	—————	2 x 4 A 250V
Váha přístroje bez lahve	—————	1,5 kg
Rozměry přístroje (š x v x h)	—————	25x28x24 cm
Výrobce	—————	CAMI Italy